

	Отличительные характеристики	Время схватывания	Время в полости рта	Аромат	Применение/оттиски	Упаковка	
						Код	Артикул
HYDROGUM	Эластичный	Fast 2'10"	1'00"	Мята	диагностические модели	C302025	1 пакет, вес 500 г
						C302041	Набор из 2 пакетов + комплект мензурок
						C302051	Пакет с одноразовой дозой
HYDROGUM SOFT	Сверхэластичный	Fast 2'10"	1'00"	Мята	не оказывает давления на слизистую полости рта	C302060	1 пакет, вес 453 г
					предварительные оттиски беззубых челюстей	C302044	Пакет с одноразовой дозой
HYDROGUM 5	Высокая стабильность	Extra Fast 1'50"	45"	Мангостан	диагностические модели	C302070	1 пакет, вес 453 г
					антагонисты в съемных и несъемных протезах	C302071	Набор из 2 пакетов + комплект мензурок
						C302075	Пакет с одноразовой дозой
NEOCOLLOID	Высокая точность	Normal 3'30"	1'30"	Травяной	высокая точность	C302205	1 пакет, вес 500 г
					модели для бюгельных протезов	C302221	Набор из 2 пакетов + комплект мензурок
						C302230	Пакет с одноразовой дозой
ORTHOPRINT	Для ортодонтии	Extra Fast 1'50"	45"	Ваниль	модели для ортодонтии	C302145	1 пакет, вес 500 г
						C302161	Набор из 2 пакетов + комплект мензурок
						C302171	Пакет с одноразовой дозой
HYDROCOLOR 5	Хроматический Высокая стабильность	Fast 2'10"	1'00"	Освежающие ягоды	модели для диагностики и проектирования	C302120	1 пакет, вес 453 г
					антагонисты в съемных и несъемных протезах	C302125	Набор из 2 пакетов + комплект мензурок
					для детской стоматологии	C302130	Пакет с одноразовой дозой
TROPICALGIN	Хроматический Приятный и экзотический аромат	Fast 2'35"	1'00"	Манго	для детской стоматологии	C302240	1 пакет, вес 453 г
					диагностические модели и антагонисты	C302242	Набор из 2 пакетов + комплект мензурок
						C302245	Пакет с одноразовой дозой
PHASE PLUS	Хроматический Простой в использовании	Fast 2'35"	1'00"	Мята	диагностические модели	C302086	1 пакет, вес 453 г
						C302111	Пакет с одноразовой дозой